

2

KaWe МедЦентр 5000 | KaWe MedCenter® 5000 Диагностические наборы



Технические данные:

- Напряжение подключения к сети: 100-230 В, 50/60 Гц
- Выходное напряжение: 3,5 В
- Выходной ток: макс. 2000 мА

Набор Бэсик C10 | Basic Set C10

НАБОР ОТОСКОПА



1 головка, 1 рукоятка

	2,5 В	Набор Бэсик C10	REF 02.01000.002
1	2,5 В	1 головка отоскопа	REF 01.73210.021
		KaWe КОМБИЛАЙТ C10	
	VL	вакуумная лампа	
		источник света REF 12.75111.013	
		стандартное освещение	
		с лупой 3-х кратного увеличения	
2	1,5 В	1 рукоятка	REF 01.74110.002
		с винтовым креплением	
		с регулировкой яркости света	
		батарейная-/аккумуляторная рукоятка C, средняя	
		батарейки: 2 Baby, тип C	
		принадлежности	
3	(»23)	3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	
4		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
5	2,5 В	кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
6		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
7		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
8	2,5 В	запасная лампа	REF 12.75111.013
9		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

REF Артикульный номер

Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

Набор Бэсик C10 / E10 | Basic Set C10 / E10

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



55

	2,5 В	Набор Бэсик C10 / E10	REF 02.11001.002
1	2,5 В  VL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ C10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73210.021
2	2,5 В  VL  	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E10 вакуумная лампа 1 апертура источник света REF 12.75114.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81100.001
3	1,5 В   	1 рукоятка с винтовым креплением с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка C, средняя батарейки: 2 Baby, тип C	REF 01.74110.002
		принадлежности	
4	(»23)	3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	
5		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
6	2,5 В	кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
7		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
8		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
9	2,5 В	запасная лампа	REF 12.75111.013
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

 Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

REF Артикульный номер



Набор Бэсик С10 / Е15 | Basic Set C10 / E15

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2,5 В

Набор Бэсик С10 / Е15

REF 02.01008.002

1

2,5 В



VL



1 головка отоскопа

KaWe КОМБИЛАЙТ С10

вакуумная лампа

источник света REF 12.75111.013

стандартное освещение

с лупой 3-х кратного увеличения

REF 01.73210.021

2

2,5 В



VL



1 головка офтальмоскопа

KaWe ЕВРОЛАЙТ Е15

вакуумная лампа

5 апертур

источник света REF 12.75113.003

с колёсиком корректирующим диапазон линз

от +20 до -20 диоптрий

асферическая оптика высокой точности

REF 01.81155.001

3

1,5 В



1 рукоятка

с винтовым креплением

с регулировкой яркости света

батареечная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя

батарейки: 2 Baby, тип С

REF 01.74110.002

принадлежности

4

(»23)

3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм

5

2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм

REF 01.79103.001

6

2,5 В

кронштейн для осветителя, изогнутый

REF 01.79102.001

7

пластиковый держатель шпателя

REF 01.79201.001

8

раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная

REF 01.79202.001

9

2,5 В

запасная лампа

REF 12.75111.013

10

поставляется в белом жёстком кейсе

REF 01.79207.022

REF Артикульный номер

Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000

Батарейки не входят в объем поставки

Набор Бэсик С10 / Е16 (ЕС) | Basic Set C10 / E16 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



57

	2,5 В	Набор Басик С10 / Е16 (ЕС)	REF 02.01104.002
1	2,5 В  VL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ С10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73210.021
2	2,5 В  VL  EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ Е16 вакуумная лампа 6 апертур зелёный фильтр, асферическая оптика высокой точности источник света REF 12.75113.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	REF 01.81161.001
3	1,5 В   	1 рукоятка с винтовым креплением с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Baby, тип С	REF 01.74110.002
		принадлежности	
4	(»23)	3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	
5		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
6		кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
7		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
8		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
9	2,5 В	запасная лампа	REF 12.75111.013
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

 Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

REF Артикульный номер



KaWe ЕВРОЛАЙТ С10 / Е10 | KaWe EUROLIGHT® С10 / Е10

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА

58



2 головки, 1 апертура, 1 рукоятка

	2,5 В	KaWe ЕВРОЛАЙТ С10 / Е10	REF 02.11002.001
1	2,5 В  VL 	1 головка отоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ С10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73110.001
2	2,5 В  VL  	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ Е10 вакуумная лампа 1 апертура источник света REF 12.75114.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81100.001
3	1,5 В   	1 рукоятка с винтовым креплением с регулировкой яркости света батареечная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Baby, тип С	REF 01.74110.002
4	(» 23)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	REF 01.78301.001
5		поставляется в чёрной сумке на молнии	

REF Артикульный номер

 Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT® PRO SET LED 2,5 В

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



59

	2,5 В	KaWe ЕВРОЛАЙТ PRO SET LED 2,5 В	REF 02.15008.003
1	2,5 В LED 	1 головка отоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа источник света REF 12.75153.003 LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73135.501
2	2,5 В LED 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E35 LED LED лампа 5 апертур источник света REF 12.75156.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от -36 до +35 диоптрий, одноступенчатый, 71 линза асферическая оптика высокой точности	REF 01.84255.021
3	1,5 В 	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света металлическая аккумуляторная рукоятка С, средняя	REF 01.74130.002
4	(»22) (»23)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм многоразовые ушные воронки 2 x Ø 2,5 мм, 2 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

REF Артикульный номер



KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT® E30 LED / E36 (EC) 3,5 В

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	3,5 В	KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC) 3,5 В	REF 02.18004.002
1	3,5 В LED hp 	1 головка отоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа высокой мощности источник света REF 12.75253.003 LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73137.611
2	3,5 В ХН EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75232.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.85361.001
3	3,5 В 	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света аккумуляторная рукоятка C, средняя, с Li-Ion аккумулятором, использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (» 189)	REF 01.74131.062
4	(» 22)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

REF Артикульный номер

Аккумулятор входит в объём поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E30

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 1 апертура, 1 рукоятка

61

	2,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED / E30	REF 02.23001.001
1	2,5 В XL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 ксеноновая лампа источник света REF 12.75144.013 ксеноновое освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73230.021
2	2,5 В VL 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E30 вакуумная лампа 1 апертура источник света REF 12.75112.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81300.001
3	1,5 В 	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Baby, тип С	REF 01.74130.002
4	(» 22)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в чёрной сумке на молнии	REF 01.78301.001

Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

REF Артикульный номер



KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	2,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EC)	REF 02.23004.001
1	2,5 В  XL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 ксеноновая лампа источник света REF 12.75144.013 ксеноновое освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73230.021
2	2,5 В  XH  EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75132.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81361.001
3	1,5 В   	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка C, средняя батарейки: 2 Baby, тип C	REF 01.74130.002
4	(»22)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

REF Артикульный номер

 Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

63

	2,5 V	KaWe КОМБИЛАЙТ COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EC)	REF 02.23014.002
1	2,5 V  XL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 ксеноновая лампа источник света REF 12.75144.013 ксеноновое освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73230.021
2	2,5 V  XH  EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75132.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81361.001
3	1,5 V   	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света батареечная-/аккумуляторная рукоятка C, средняя батарейки: 2 Vaby, тип C	REF 01.74130.002
		принадлежности	
4	(»23)	многоцветные ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм, 5 x Ø 4 мм	REF 01.72211.001
5	XL 2,5 V	запасная лампа, ксеноновая	REF 12.75144.013
6	HL 2,5 V	запасная лампа, галогенная	REF 12.75132.003
7		назальный осветитель	REF 01.79301.001
8		трансиллюминатор Finoff ксенон	REF 01.79302.001
9		ларенгиальное зеркало, прямое	REF 01.79303.001
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79112.022

 Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

REF Артикульный номер



KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (ЕС/США)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА

3,5 В


2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	3,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 / E36 (EC)	REF 02.24004.102
		KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 / E36 (США)	REF 02.24005.102
1	3,5 В	1 головка отоскопа	REF 01.73232.021
		KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30	
	XL	ксеноновая лампа	
		источник света REF 12.75241.003	
		ксеноновое освещение	
		с лупой 3-х кратного увеличения	
2	3,5 В	1 головка офтальмоскопа (EC)	REF 01.85361.001
2	3,5 В	1 головка офтальмоскопа (США)	REF 01.85366.001
		KaWe ЕВРОЛАЙТ E36	
	XH	ксенон-галогенная лампа	
		6 апертур	
	EC	зелёный фильтр	
	США	кобальтовый фильтр	
		источник света REF 12.75232.003	
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	
		асферическая оптика высокой точности	
3	3,5 В	1 рукоятка	REF 01.74131.062
		с креплением "клик"	
		с регулировкой яркости света	
		аккумуляторная рукоятка C, средняя, с Li-Ion аккумулятором, использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (» 189)	
		принадлежности	
4	(» 22)	одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

REF Артикульный номер

Аккумулятор входит в объём поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

65

	2,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC)	REF 02.25004.002
1	2,5 В LED 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа источник света REF 12.75153.003 LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73230.521
2	2,5 В XH EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75132.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81361.001
3	1,5 В 	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света батареечная рукоятка C, средняя батарейки: 2 Vaby, тип C	REF 01.74130.002
4	(»22)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

Батарейки не входят в объём поставки

REF Артикульный номер



KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED/E36 (EC) 3,5В

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА

3,5В **F.O. +LED**
Высокая мощность



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	3,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC) 3,5 В	REF 02.28004.002
1	3,5 В  LED hp 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа высокой мощности источник света REF 12.75253.003 LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73232.631
2	3,5 В  ХН  EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75232.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.85361.001
3	3,5 В  	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света аккумуляторная рукоятка С, средняя, с Li-Ion аккумулятором, использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (» 189)	REF 01.74131.062
4	(» 22)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

REF Артикульный номер

 Аккумулятор входит в объём поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED/E36 (EC) 3,5В

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

67


	3,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC) 3,5 В	REF 02.28014.002
1	3,5 В 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа высокой мощности источник света REF 12.75253.003 LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73232.631
2	3,5 В 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75232.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.85361.001
3	3,5 В 	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света аккумуляторная рукоятка С, средняя, с Li-Ion аккумулятором, использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (► 189)	REF 01.74131.062
		принадлежности	
4	(► 23)	многоцветные ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм, 5 x Ø 4 мм	REF 01.72211.001
5	XL 3,5 В	запасная лампа, ксеноновая	REF 12.75241.003
6	XH 3,5 В	запасная лампа, ксенон-галогенная	REF 12.75232.003
7		назальный осветитель	REF 01.79305.001
8		трансиллюминатор Finoff ксенон	REF 01.79306.001
9		ларенгиальное зеркало, прямое	REF 01.79307.001
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79112.022

REF Артикульный номер



KaWe ПИККОЛАЙТ С / E50 | KaWe PICCOLIGHT® С / E50

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



68

доступные цвета

- найт | night
- скай | sky
- стоун | stone

2 головки, 1 апертура, 1 рукоятка

2,5 В		KaWe ПИККОЛАЙТ С / E50	
	C / E50	найт	REF 02.31001.021
	C / E50	скай	REF 02.31001.232
	C / E50	стоун	REF 02.31001.262
1	2,5 В	1 головка отоскопа	
		KaWe ПИККОЛАЙТ С	
	VL	вакуумная лампа	
		источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	
2	2,5 В	1 головка офтальмоскопа	
		KaWe ПИККОЛАЙТ E50	
	VL	вакуумная лампа	
		1 апертура источник света REF 12.75112.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	
3	1,5 В	1 рукоятка	
		батареечная рукоятка AA	
		батарейки: 2 Mignon, тип AA	
		принадлежности	
4	(»22)	одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		упаковано в тканевой сумочке и в боксе из картона	

REF Артикульный номер

Батарейки не входят в объём поставки

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E50 | KaWe PICCOLIGHT® F.O. / E50

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



69

2,5 В		KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E50		
	F.O. / E50	найт		REF 02.33001.021
	F.O. / E50	скай		REF 02.33001.232
	F.O. / E50	стоун		REF 02.33001.262
1	2,5 В	1 головка отоскопа		
		KaWe ПИККОЛАЙТ F.O.		
	XL	ксеноновая лампа		
		источник света REF 12.75144.013		REF 01.73310.021
		ксеноновое освещение		REF 01.73310.231
		с лупой 3-х кратного увеличения		REF 01.73310.261
2	2,5 В	1 головка офтальмоскопа		
		KaWe ПИККОЛАЙТ E50		
	VL	вакуумная лампа		
		1 апертура		REF 01.83500.021
		источник света REF 12.75112.003		REF 01.83500.231
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий		REF 01.83500.261
		асферическая оптика высокой точности		
3	1,5 В	1 рукоятка		
		батареечная рукоятка AA		
		батарейки: 2 Mignon, тип AA		REF 01.74200.021
				REF 01.74200.231
				REF 01.74200.261
		принадлежности		
4	(»22)	одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм		
5		упаковано в тканевой сумочке и в боксе из картона		

Батарейки не входят в объём поставки

REF Артикульный номер



KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E55 | KaWe PICCOLIGHT® F.O. / E55

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



	2,5 В	KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E55 + Клиплайт Cliplight	REF 02.33490.231
1	2,5 В XL 	1 головка отоскопа KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. ксеноновая лампа источник света REF 12.75144.013 ксеноновое освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73310.231
2	2,5 В VL 	1 головка офтальмоскопа KaWe ПИККОЛАЙТ E55 вакуумная лампа 5 апертур источник света REF 12.75112.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.83555.231
3	1,5 В 	2 рукоятки батарейная рукоятка AA батарейки: по 2 Mignon, тип AA	REF 01.74200.231
4	1,5 В 	Клиплайт фонарик диагностический, синий металлический, включение путём нажатия на клипсу лакированная поверхность в комплекте с 2-мя батарейками Micro, тип AAA	REF 12.05201.234
5	(⇒22)	одноразовые ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм, 5 x Ø 4 мм	
6		поставляется в тканевой сумочке	

REF Артикульный номер

Батарейки не входят в объём поставки

KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT® F.O. / E56 (ЕС/США)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



доступные цвета

- найт** | night
- скай** | sky
- стоун** | stone

2 головки, 6 апертур, 2 рукоятки

71

2,5 В		KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E56 (ЕС/США)		ЕС	США
F.O. / E56	найт			REF 02.33404.022	REF 02.33405.022
F.O. / E56	скай			REF 02.33404.232	REF 02.33405.232
F.O. / E56	стоун			REF 02.33404.262	REF 02.33405.262
1	2,5 В	1 головка отоскопа			
		KaWe ПИККОЛАЙТ F.O.			
	XL	ксеноновая лампа		REF 01.73310.021	
		источник света REF 12.75144.013		REF 01.73310.231	
		ксеноновое освещение		REF 01.73310.261	
		с лупой 3-х кратного увеличения			
2	2,5 В	1 головка офтальмоскопа			
		KaWe ПИККОЛАЙТ E50			
	XH	ксенон-галогенная лампа		REF 01.83561.021	REF 01.83566.021
		6 апертур		REF 01.83561.231	REF 01.83566.231
		источник света REF 12.75132.003		REF 01.83561.261	REF 01.83566.261
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий			
		асферическая оптика высокой точности			
3	1,5 В	2 рукоятки			
		батареечная рукоятка AA		REF 01.74200.021	
		батарейки: по 2 Mignon, тип AA		REF 01.74200.231	
				REF 01.74200.261	
		принадлежности			
4	(»22)	одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм			
5		поставляется в белом жёстком кейсе		REF 01.79110.022	

Батарейки не входят в объём поставки

REF Артикульный номер




KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED / E56 (ЕС/США)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



72



доступные цвета

- найт | night
- скай | sky
- стоун | stone

2 головки, 6 апертур, 2 рукоятки

2,5 В		KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED / E56		EC	США
	F.O.LED/E56	найт		 REF 02.35404.022	REF 02.35405.022
	F.O.LED/E56	скай		 REF 02.35404.232	REF 02.35405.232
	F.O.LED/E56	стоун		 REF 02.35404.262	REF 02.35405.262
1	2,5 В	1 головка отоскопа		 REF 01.73520.021	
		KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED		 REF 01.73520.231	
	LED	LED лампа		 REF 01.73520.261	
		источник света REF 12.75153.003			
		LED освещение			
		с лупой 3-х кратного увеличения			
2	2,5 В	1 головка офтальмоскопа		 REF 01.83561.021	REF 01.83566.021
		KaWe ПИККОЛАЙТ E56		 REF 01.83561.231	REF 01.83566.231
	XH	ксенон-галогенная лампа		 REF 01.83561.261	REF 01.83566.261
		6 апертур			
		источник света REF 12.75132.003			
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий			
		асферическая оптика высокой точности			
3	1,5 В	2 рукоятки		 REF 01.74200.021	
		батареечная рукоятка AA		 REF 01.74200.231	
		батарейки: по 2 Mignon, тип AA		 REF 01.74200.261	
4	(» 22)	принадлежности			
5		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм			REF 01.79110.022
		поставляется в белом жёстком кейсе			

REF Артикульный номер

Батарейки не входят в объём поставки



Принадлежности

ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ НАБОРОВ

Белый, жёсткий кейс

кейс отдельно, белый



для
KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT®
KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT®

REF 01.79107.022

кейс отдельно, белый



для
KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT®

REF 01.79110.022

кейс отдельно, белый



для
KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT®
с Finoff-принадлежностями

REF 01.79112.022

кейс отдельно, белый



для
Набора Бэстик

REF 01.79207.022

73

Белый, жёсткий кейс

кейс отдельно, белый



для
KaWe ЕВРОЛАЙТ Е35
KaWe EUROLIGHT® Е35

REF 01.79355.022

Сумочки

тканевая сумочка, чёрная



для
KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT®

REF 01.78401.021

сумка на молнии, чёрная



для
KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT®
KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT®

REF 01.78301.001

REF Артикульный номер

