

# 4

## Диагностические наборы



Диагностические наборы KaWe — это незаменимый помощник для врачей общей практики.

В удобном кейсе в компактном виде собраны все необходимые инструменты.

Варианты комплектации:

- оториноскоп
- оториноофтальмоскоп

*\* некоторые наборы включают в себя трансиллюминатор или диафаноскоп*

ОБЗОР		KaWe ЕВРОЛАЙТ   KaWe EUROLIGHT®							KaWe КОМБИЛАЙТ   KaWe COMBILIGHT®							KaWe ПИККОЛАЙТ   KaWe PICCOLIGHT®											
		Набор Бэсик C10   Basic Set C10	Набор Бэсик C10 / E10   Basic Set C10 / E10	Набор Бэсик C10 / E15   Basic Set C10 / E15	Набор Бэсик C10 / E16   Basic Set C10 / E16	C10 / E10	F.O.30 / E36	F.O.30 LED / s / E36	F.O.30 LED / hp / E36	F.O.30 / E30	F.O.30 / E36	F.O.30 / E36	F.O.30 / E36	F.O.30 / E36	F.O.30 LED / s / E36	F.O.30 LED / hp / E36	F.O.30 LED / hp / E36	C / E50	C / E55	F.O. / E50	F.O. / E55	F.O. / E55	F.O. / E55	F.O. / E56	F.O. / E56	F.O. LED / s / E56	F.O. LED / s / E56
напряжение питания [В]		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
фильтр					ЕС	ЕС	ЕС	ЕС	ЕС	ЕС	ЕС	ЕС	ЕС	ЕС	ЕС	ЕС								ЕС	ЕС	ЕС	ЕС
головка отоскопа	вакуумная лампа	•	•	•	•	•											•	•									
	ксеноновая лампа						•		•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•			
	LED лампа стандарт							•						•												•	•
	LED лампа высокой мощности							•							•	•											
	Finoff-принадлежности												•			•											
головка офтальмоскопа	вакуумная лампа	•	•	•	•	•			•							•	•	•	•	•	•						
	ксенон-галогенная лампа						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•
	1 апертура		•			•			•							•		•									
	5 апертур			•													•		•	•	•						
6 апертур				•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•	
рукоятка	1 металлическая рукоятка (C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
	1 пластиковая рукоятка (AA)															•	•	•	•								
	2 пластиковых рукоятки (AA)																			•	•	•	•	•	•	•	•
перезаряжаются в*	зарядное устройство KaWe МедЧарж 4000 (с KaWe аккумуляторами)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•												
возможные источники питания	батарейка(и)*	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KaWe-аккумуляторы*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•												
принадлежности	диагностический фонарик																			•	•						
упаковка	сумка на молнии					•		•																			
	тканевая сумка																				•	•					
	жёсткий кейс	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•		•				•	•	•	•	•
цвет	скай   sky																				•	•					
	найт   night, скай   sky, стоун   stone																							•	•	•	•

\*не входит в объём поставки

REF Артикульный номер



# Набор Бэсик C10 | Basic Set C10

## НАБОР ОТОСКОПА



1 головка, 1 рукоятка

65

	2,5 В	Набор Бэсик C10	REF 02.01000.002
1	2,5 В	1 головка отоскопа	REF 01.73210.021
		КаWe КОМБИЛАЙТ C10	
	VL	вакуумная лампа	
		источник света REF 12.75111.013	
		стандартное освещение	
		с лупой 3-х кратного увеличения	
2	1,5 В	1 рукоятка	REF 01.74110.002
		с винтовым креплением	
		с регулировкой яркости света	
		батареечная-/аккумуляторная рукоятка C, средняя	
		батарейки: 2 Baby, тип C	
		<b>принадлежности</b>	
3	(»23)	3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	
4		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
5	2,5 В	кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
6		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
7		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
8	2,5 В	запасная лампа	REF 12.75111.013
9		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

# Набор Бэсик С10 / Е10 | Basic Set C10 / E10

## НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



	2,5 В	Набор Бэсик С10 / Е10	REF 02.11001.002
1	2,5 В  VL 	<b>1 головка отоскопа</b> КаWe КОМБИЛАЙТ С10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73210.021
2	2,5 В  VL 	<b>1 головка офтальмоскопа</b> КаWe ЕВРОЛАЙТ Е10 вакуумная лампа 1 апертура источник света REF 12.75114.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81100.001
3	1,5 В   	<b>1 рукоятка</b> с винтовым креплением с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Вaby, тип С	REF 01.74110.002
		<b>принадлежности</b>	
4	(»23)	3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	
5		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
6	2,5 В	кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
7		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
8		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
9	2,5 В	запасная лампа	REF 12.75111.013
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

 Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве КаWe МедЧарж 4000

 Батарейки не входят в объем поставки

REF Артикульный номер

# Набор Бэсик C10 / E16 (EC) | Basic Set C10 / E16 (EC)

## НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



67

	2,5 В	Набор Бэсик C10 / E16 (EC)	REF 02.01104.002
1	2,5 В  VL 	<b>1 головка отоскопа</b> KaWe КОМБИЛАЙТ C10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73210.021
2	2,5 В  VL  EC 	<b>1 головка офтальмоскопа</b> KaWe ЕВРОЛАЙТ E16 вакуумная лампа 6 апертур зелёный фильтр, асферическая оптика высокой точности источник света REF 12.75113.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	REF 01.81161.001
3	1,5 В   	<b>1 рукоятка</b> с винтовым креплением с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка C, средняя батарейки: 2 Vayu, тип C	REF 01.74110.002
		<b>принадлежности</b>	
4	(» 23)	3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	
5		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
6		кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
7		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
8		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
9	2,5 В	запасная лампа	REF 12.75111.013
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

 Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000  
 Батарейки не входят в объем поставки

REF Артикульный номер

# KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT® PRO SET LED 2,5 В

## НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 5 апертур, 1 рукоятка

	2,5 В	KaWe ЕВРОЛАЙТ PRO SET LED 2,5 В	REF 02.15008.003
1	2,5 В  LED 	<b>1 головка отоскопа</b> KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа источник света REF 12.75153.003 LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73135.501
2	2,5 В  LED  	<b>1 головка офтальмоскопа</b> KaWe ЕВРОЛАЙТ E35 LED LED лампа 5 апертур источник света REF 12.75156.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от -36 до +35 диоптрий, одноступенчатый, 71 линза асферическая оптика высокой точности	REF 01.84255.021
3	1,5 В  	<b>1 рукоятка</b> с креплением "клик" с регулировкой яркости света металлическая аккумуляторная рукоятка C, средняя	REF 01.74130.002
4	(▶▶22) (▶▶23)	<b>принадлежности</b> одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм многократные ушные воронки 2 x Ø 2,5 мм, 2 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

 Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000  
 Батарейки не входят в объем поставки

REF Артикульный номер

# КаWe КОМБИЛАЙТ | КаWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EC)

## НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

69

	2,5 В	КаWe КОМБИЛАЙТ   COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EC)	REF 02.23014.002
1	2,5 В  XL 	<b>1 головка отоскопа</b> КаWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 ксеноновая лампа источник света REF 12.75144.013 ксеноновое освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73230.021
2	2,5 В  ХН  EC 	<b>1 головка офтальмоскопа</b> КаWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75132.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81361.001
3	1,5 В   	<b>1 рукоятка</b> с креплением "клик" с регулировкой яркости света батареечная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Vabu, тип С	REF 01.74130.002
4	(»23)	<b>принадлежности</b> многоцветные ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм, 5 x Ø 4 мм	REF 01.72211.001
5	XL 2,5 В	запасная лампа, ксеноновая	REF 12.75144.013
6	HL 2,5 В	запасная лампа, галогенная	REF 12.75132.003
7		назальный осветитель	REF 01.79301.001
8		трансиллюминатор Finoff ксенон	REF 01.79302.001
9		ларенгиальное зеркало, прямое	REF 01.79303.001
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79112.022

 Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве КаWe МедЧарж 4000

 Батарейки не входят в объем поставки

REF Артикульный номер

# KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED/E36 (EC) 3,5В

## НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА

**3,5 В** **F.O. LED**  
высокая мощность



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	<b>3,5 В</b>	<b>KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC) 3,5 В</b>	<b>REF 02.28014.002</b>
<b>1</b>	<b>3,5 В</b>  LED hp 	<b>1 головка отоскопа</b> KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа высокой мощности источник света REF 12.75253.003 LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения	<b>REF 01.73232.631</b>
<b>2</b>	<b>3,5 В</b>  ХН  EC 	<b>1 головка офтальмоскопа</b> KaWe ЕВРОЛАЙТ Е36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75232.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	<b>REF 01.85361.001</b>
<b>3</b>	<b>3,5 В</b>  	<b>1 рукоятка</b> с креплением "клик" с регулировкой яркости света аккумуляторная рукоятка С, средняя, с Li-Ion аккумулятором, использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (►►189)	<b>REF 01.74131.062</b>
		<b>принадлежности</b>	
<b>4</b>	(►►23)	многоразовые ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм, 5 x Ø 4 мм	<b>REF 01.72211.001</b>
<b>5</b>	<b>XL 3,5 В</b>	запасная лампа, ксеноновая	<b>REF 12.75241.003</b>
<b>6</b>	<b>ХН 3,5 В</b>	запасная лампа, ксенон-галогенная	<b>REF 12.75232.003</b>
<b>7</b>		назальный осветитель	<b>REF 01.79305.001</b>
<b>8</b>		трансиллюминатор Finoff ксенон	<b>REF 01.79306.001</b>
<b>9</b>		ларенгиальное зеркало, прямое	<b>REF 01.79307.001</b>
<b>10</b>		поставляется в белом жёстком кейсе	<b>REF 01.79112.022</b>

REF Артикулный номер