



Светильник смотровой – идеальная освещённость.

Смотровые светильники необходимы при исследовании структуры ткани. Благодаря им Вы можете не только провести точное обследование, но и эффективно установить окончательный диагноз. Смотровые светильники – это оптимальное решение для смотровых, процедурных и операционных.

Лампы KaWe МАСТЕРЛАЙТ уже в течении многих лет являются неотъемлемой частью портфолио фирмы KaWe. Светильники фирмы KaWe МАСТЕРЛАЙТ создают освещённость, равную условиям дневного света. Возможна точная фокусировка лампы. Регулятор яркости позволяет легко приспособиться к любым условиям освещённости. Это позволяет различить даже самые тонкие цветовые нюансы ткани, что помогает установке точного диагноза и проведению успешного лечения.

Наряду со светильниками в успешном галогенном исполнении, теперь доступны и светильники с перспективной светодиодной технологией освещения. Кроме упомянутых преимуществ галогенной световой техники, они обладают холодным (без инфракрасного излучения), контрастным светом и долгим сроком службы.

МАСТЕРЛАЙТ HL | MASTERLIGHT® HL

ГАЛОГЕННЫЙ СМОТРОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

МАСТЕРЛАЙТ HL, штатив с пятилучевым основанием, 35 Вт.

REF 10.11010.002

HL	галогенная лампа 12 В / 35 Вт.
ЕС	штепсельная вилка
1.000 ч	срок службы галогенной лампы
44.000 люкс	освещённость на расстоянии 0,4 м



передвижной галогенный светильник с мобильным основанием на 5-ти колесах, из высококачественной нержавеющей стали

- современный, гибкий дизайн
- точный свет – комфортная установка выбранного положения
- сетевое напряжение 230 В
- рефлекторная лампа 12 В/35 Вт. с холодным галогенным светом
- угол отражения 8°
- цветовая температура прикл. 3200° Кельвин
- простая и быстрая сборка
- колёса: с 2-мя тормозами, одним антистатическим колесом и с 2-мя стандартными колёсами

Технические данные

площадь светового поля на расстоянии 0,5 м	100 мм
рабочий диапазон на расстоянии 0,5 м	125 мм
максимальная высота	211 см
максимальный рабочий диапазон	170 см
вес (нетто)	4,7 кг
труба штатива из высококачественной нержавеющей стали	97,5 см
трубки основания из высококачественной нержавеющей стали	30 см

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Запасная галогенная лампа

для МАСТЕРЛАЙТ HL,
с прочным защитным стеклом
срок службы галогенной лампы: 1.000 ч
с углом отражения 8°



галогенная лампа 35 Вт.

REF 10.90100.002

HL Галогенная лампа

REF Артикульный номер

МАСТЕРЛАЙТ LED | MASTERLIGHT® LED

СМОТРОВОЙ СВЕТИЛЬНИК LED

МАСТЕРЛАЙТ LED, штатив с пятилучевым основанием, 7 Вт.

REF 10.11020.002

LED	LED лампа 7 Вт.
50.000 ч	срок службы LED лампы
31.000 люкс	освещённость на расстоянии 0,4 м
ЕС / ВБ / США	с заменяемой штепсельной вилкой

12

LED



передвижной LED светильник с мобильным основанием на 5-ти колесах, из высококачественной нержавеющей стали

- современный, гибкий дизайн
- точный свет – комфортная установка выбранного положения
- сетевое напряжение 100 - 240 В, 50 - 60 Гц
- LED лампа
- угол отражения 24°
- цветовая температура прикл. 2700° Кельвин
- простая и быстрая сборка
- с заменяемой штепсельной вилкой
- колёса: с 2-мя тормозами, одним антистатическим колёсом и с 2-мя стандартными колёсами

Технические данные

площадь светового поля на расстоянии 0,5 м	100 мм
рабочий диапазон на расстоянии 0,5 м	125 мм
максимальная высота	211 см
максимальный рабочий диапазон	170 см
вес (нетто)	4,7 кг
труба штатива из высококачественной нержавеющей стали	97,5 см
трубки основания из высококачественной нержавеющей стали	30 см

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Запасная LED лампа

для МАСТЕРЛАЙТ LED,
LED - рефлекторная лампа
с углом отражения 24°



LED лампа 7 Вт.

REF 10.90120.002

REF Артикульный номер

МАСТЕРЛАЙТ HL / LED | MASTERLIGHT® HL / LED

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



HL, 35 Вт. (стр. 167)

- верхняя часть, 35 Вт, отдельно
- галогенная лампа
- чёрная
- гибкая
- без штатива

12 В / 35 Вт., 230 В

EC REF 10.12010.002

LED, 7 Вт.

LED

- верхняя часть, 7 Вт, отдельно
- LED лампа 7 Вт. (80% меньше энергии по сравнению с 35 Вт.)
- чёрная
- гибкая
- без штатива
- с заменяемым сетевым штепселем

7 Вт.

ЕС/ВБ/США REF 10.12020.002

13



Крепление настенное

для настенного крепления верхней части смотрового светильника KaWe МАСТЕРЛАЙТ HL и LED



REF 10.90201.001

Крепление настольное

для настольного крепления верхней части смотрового светильника KaWe МАСТЕРЛАЙТ HL и LED
толщина столешницы не должна превышать 4 см



REF 10.90301.001